


Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Handheld Percussion Massager with Heat. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

- 1 x Percussion Massager
- 3 x Interchangeable massage attachments
- 1 x User Manual

Product Diagram



Specifications

Dimensions (W*H*D)	95*445*95 mm / 3.74*17.52*3.74 inches
Weight	1000 G
Rated Output	20 W
Rated Voltage	220-240 V ~ 50/60 Hz

Getting Started

- Remove the packaging.
- Check the device, power supply and cables for damage.
- Connect the device to the mains power supply. The device must be switched off.
- Route the cable safely so that there is no risk of anyone tripping over it.

- EN -

Q&A

Problem	Cause	Remedy
Massage head does not move.	Appliance not connected to the power supply.	Connect the plug to the mains supply and switch on the appliance.
	Device does not move.	Switch on the appliance.
	Overheating protection tripped.	Disconnect device from mains power, wait at least 15 minutes, plug in again and switch on.

Product Care

- Disconnect the device before cleaning it.
- Only clean the appliance in the manner specified. Fluid must never be allowed to enter into the device or accessories.
- Do not use the device again until it is completely dry.

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Website: www.naipocare.com

Email: support@naipocare.com

* Please note: Naipo can only provide after sale service for products purchased directly from Naipo. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- EN -


Einführung

Vielen dank für Ihren Kauf des Naipo Handheld Percussion Massager mit Wärme. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort für die Zukunft. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support mit der Modellnummer Ihres Produktes und der Amazon Bestellnummer.

Lieferumfang

- 1 x Percussion Massager
- 3 x Austauschbare Massageköpfe
- 1 x Bedienungsanleitung

Produktvorschau



Spezifikationen

Abmessungen (Breite, Länge, Höhe)	95*445*95 mm / 3.74*17.52*3.74 in
Gewicht	1000 G
Nennleistung	20 W
Nennspannung	220-240 V ~ 50/60 Hz

Vorgehensweise

- Entfernen Sie die Verpackung
- Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkabel. Gerät muss ausgeschaltet sein.
- Verlegen Sie das Kabel sicher so, dass es keine Gefahr von jemand darüber stolpern kann.

- DE -

Q&A

Problem	Ursache	Lösung
Massagekopf bewegt sich nicht	Es ist nicht mit der Steckdose verbunden	Mit der Steckdose verbinden und anschließen.
	Gerät bewegt sich nicht	Schalte das Gerät an.
	Überhitzung ausgelöst	Von Steckdose entfernen und 15 Minuten abkühlen lassen.

Produktpflege

- Vor dem Säubern von der Steckdose entfernen.
- Reinigen Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Art und Weise. Flüssigkeit darf niemals in das Gerät eintreten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bevor es wieder trocken ist.

Gewährleistung und Kunden Support

Bei Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Garantieansprüche, kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon Bestellnummer und Modellnummer an.

Website: www.naipocare.com

E-Mail: support@naipocare.com

* Bitte beachten Sie: Naipo bietet After Sale nur für Produkte an, die direkt bei Naipo gekauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Anbieter erworben haben, wenden Sie sich bitte direkt an dessen Service oder Garantie Support.

- DE -


Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le Naipo Masseur de Percussions Portable avec Chauffage. Veuillez lire attentivement ce manuel et bien conserver dans un endroit sûr pour une référence future. Si vous avez besoin d'aides, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service après-vente en offrant le modèle et le numéro de commande d'Amazon.

Ce qui sont inclus

- 1 x Masseur de Percussions
- 3 x embouts de massage interchangeables
- 1 x Mode d'emploi

Schéma de produit



Paramètres Techniques

Dimensions (W*H*D)	95*445*95 mm / 3.74*17.52*3.74 in
Poids	1000 G
Puissance nominale	20 W
Tension nominale	220-240 V ~ 50/60 Hz

Préparation avant de l'utilisation

- Retirer l'emballage.
- Vérifier que si le transformateur et le câble de l'appareil est endommagé.
- Brancher la prise d'alimentation électronique. L'appareil doit en position Off.
- Ranger le câble en état sécuritaire afin d'éviter trébucher contre le câble.

- FR -

Q&A

Problème	Raison	Solutions
L'embout de massage ne fonctionne pas.	La fiche du câble d'alimentation n'est pas bien insérée dans la prise.	Brancher la prise d'alimentation électronique.
	L'appareil ne travaille pas. La protection contre la surchauffe se déclenche	Appuyez sur le bouton on/off Débrancher l'appareil, attendez-vous au moins de 15 minutes, et puis branchez-vous la prise d'alimentation et appuyez sur le bouton on/off.

Maintenance

- Débrancher l'appareil avant de nettoyer.
- Nettoyez l'appareil de la manière indiquée. Ne jamais laisser entrer le liquide dans l'appareil ou ses accessoires.
- Ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il est complètement sec.

Garantie et Support

Pour les questions, assistances, supports ou ce qui concerne la garantie, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens ci-dessous. Veuillez offrir le numéro de commande et le modèle du produit pour une référence rapide.

Site: www.naipocare.com

E-mail: support@naipocare.com

* Nota: Naipo peut fournir seulement les services après-vente pour les produits achetés directement chez Naipo. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez lui contacter directement pour les questions sur les services ou la garantie.

- FR -


Introducción

Gracias por comprar el Naipo Masajeador portátil. Por favor, lea atentamente este manual de usuario y manténelo en un lugar seguro para futuras referencias. Si usted necesita cualquier ayuda, por favor póngase en contacto con nosotros con su número de modelo y el número de orden de productos de Amazon.

Contenido del paquete

- 1 x Masajeador
- 3 x Accesorios de masaje intercambiables
- 1 x Manual de usuario

Producto diagrama



Especificaciones

Dimensiones (W*H*D)	95*445*95 mm / 3.74*17.52*3.74 Pulgadas
Peso	1000 G
Potencia nominal	20 W
Tensión nominal	220-240 V ~ 50/60 Hz

Getting Started

- Quitar el embalaje
- Compruebe el dispositivo, fuente de alimentación y cables por daños
- Conectar el dispositivo a la red eléctrica. El dispositivo debe estar apagado
- Via el cable de forma segura por lo que no hay riesgo de tropezar con alguien

- ES -

Q&A

Problema	Cause	Remedio
Masaje en la cabeza no se mueve.	Aparato no conectado a la fuente de poder.	Conectar el enchufe a la red eléctrica y encienda el aparato.
	El dispositivo no es no se mueve.	Interruptor en el aparato.
	Protección de sobrecalentamiento tropezó.	Dispositivo de desconexión de la red eléctrica, espere al menos 15 minutos, tapar de nuevo y cambiar.

Cuidado del producto

- Desconecte el dispositivo antes de la limpieza.
- Solo limpie el aparato en la manera especificada. Fluido nunca debe ser permilido para entrar en el dispositivo o accesorios.
- No utilice el dispositivo de nuevo hasta que esté completamente seco.

Garantía y soporte al cliente

Para preguntas, asistencia, apoyo, o reclamaciones de garantía, por favor pongase en contacto con nosotros en la dirección abajo que corresponde con su región. Por favor, incluya su número de pedido y el número de modelo del producto de Amazon.

Sitio web: www.naipocare.com

Email: support@naipocare.com

* Por favor Nota: Naipo sólo puede proporcionar después de servicio de venta para productos comprados directamente de Naipo. Si usted ha comprado a otro vendedor, por favor contactar con ellos directamente para el servicio o problemas de garantía.

- ES -


Introduzione

La ringraziamo per aver scelto il Naipo Massaggiatore Palmare di Percussione con Funzione Calore. Si prega di leggere attentamente questo manuale d'utente e salvarlo bene per il riferimento in futuro. Se avessi bisogno qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro servizio cliente allegando il modello e numero di amazon.

Contenuto della Confezione

- 1 x Massaggiatore di Percussione
- 3 x Nodi di massaggio intercambiabili
- 1 x Manuale d'Utente

Diagramma del Prodotto



Specificazioni

Dimensioni (W*H*D)	95*445*95 mm / 3.74*17.52*3.74 in
Peso	1000 G
Uscita Nominale	20 W
Tensione Nominale	220-240 V ~ 50/60 Hz

Guida Introduttiva

- Rimuovere la confezione.
- Controllare bene il dispositivo, spina d'alimentazione e cavi.
- Collegare il dispositivo con l'alimentazione. Deve essere spento.
- Mettere bene il cavo, per evitare che qualcuno inciampare su di esso.

- IT -

Risposte e Domande Frequenti

Problema	Ragione	Soluzione
I nodi di massaggio non si muovono	Apparecchio non è connesso all'alimentazione.	Collegare la spina con l'alimentazione e accendere l'apparecchio
	Il dispositivo non si muove.	Accendere il dispositivo
	La protezione di surriscaldamento viene scatenata	Scollegare il dispositivo dall'alimentazione, aspettare almeno 15 minuti, collegare la spina e accenderlo di nuovo.

Cura del Prodotto

- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione prima di pulirlo
- Pulire l'apparecchio attentamente. Fluido deve mai entrare nel dispositivo o nei accessori.
- Non usare il dispositivo prima che è asciugato completamente.

Garanzia & Servizio Cliente

Alcuni domande, richieste di assistenza, supporto o di garanzia, contattarci col seguente indirizzo per favore. Si prega di allegare il modello del prodotto e il ordine ID di Amazon.

Sito: www.naipocare.com

Email: support@naipocare.com

* Nota bene: Naipo provvede servizio post-vendita solo per prodotti acquistati direttamente da Naipo. Se abbia acquistata da venditori diversi, si prega di contattarli direttamente per il servizio cliente.

- IT -

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.

Web: www.naipocare.com

E-mail: support@naipocare.com

Add: Huanan City Electronic Trading Building P05

Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.



Naipo

Model: MGPC-5000

User Manual

Handheld Percussion Massager with Heat