



材质: 105g 铜版纸
尺寸: 95 x 130 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装订
(封面内页留白)

Introduction
Thank you for purchasing the Nairo Shatsu Shoulder Massager with Heat. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

07. Please do not use the product if the massage area have been operated recently or have some symptoms such as inflammation, swelling or extravasated blood.
08. Please keep infants far away from the product while using.

Product Diagram
1. Massage Node
2. Control Panel
3. Hand Strap
4. DC Connector

2. Heat: press it once to activate the heat function, and press it again to close the function.
3. Press the power button again to turn off the device, the massager will revert to standby state.

Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für das Nairo Shatsu Schultermassager mit Wärme entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig und bewahren es für zukünftige Referenz auf.

06. Bitte verwenden Sie nur von Nairo empfohlene Adapter an und achten Sie mehr auf die elektrische Sicherheit.
07. Wenden Sie das Produkt bitte nicht an, wenn die zu massierenden Zonen frisch operiert sind oder Sie unter Symptomen wie Entzündung, Schwellung oder ausgetretenem Blut leiden.

Produktabbildung
1. Massageknoten
2. Kontrollfeld
3. Handschleife
4. DC-Verbindungsstück

2. Wärme: Drücken Sie den „Heat“ Knopf einmal, um die Funktion einzuschalten und ein weiteres Mal, um die Funktion wieder abzuschalten.

Introduction
Merci d'avoir acheté le masseur shatsu pour les épaules avec chaleur. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour le consulter ultérieurement.

06. N'utilisez pas d'adaptateur non recommandé par Nairo et prêtez plus d'attention à la sécurité de l'électricité.
07. N'utilisez pas le produit si les zones de massage ont connu une opération récente ou présentent des symptômes tels qu'une inflammation, un gonflement ou autres problèmes médicaux.

Diagramme de Produit
1. Boutes de massage
2. Boutons de contrôle
3. Poignées de maintien
4. Câble de branchement secteur

2. Chaleur: appuyez une fois sur cette touche pour activer la fonction de chauffage, puis appuyez de nouveau pour désactiver cette fonction.

Introducción
Gracias por comprar el Nairo shatsu Masajeador de Hombros con Calor. Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

06. No utilice por favor un adaptador que no sea recomendado por Nairo y preste más atención a la seguridad de la electricidad.
07. Por favor, no use el producto si las áreas de masaje han sido operadas recientemente o si tienen algunos síntomas como inflamación, hinchazón o están sangrando.

Diagrama del producto
1. Nodos del masaje
2. Panel de Control
3. Correa de mano
4. DC Conector

2. Calor: presione una vez para activar la función de calor y vuelva a pulsarlo para cerrar la función.

Introduzione
Grazie per aver acquistato il Massaggiatore Shatsu per Spalle con Funzione Calore Nairo. Si raccomandiamo di leggere questo manuale attentamente e conservarlo in un posto sicuro per riferenze future.

06. Non utilizzare questo prodotto su parti del corpo che siano state operate recentemente o che presentano sintomi quali infiammazioni, gonfiore, perdita di sangue.
07. Si raccomandano di tenere bambini al lontano del prodotto durante l'uso.

Diagramma del prodotto
1. Nodi Massaggio
2. Controllo di Controllo
3. Bracciale
4. Adattatore di Corrente

2. Calore: premere il pulsante una volta per attivare la funzione Calore; premere nuovamente per disattivarlo.

Attenzione
Per essere sicuri di utilizzare questo prodotto correttamente, leggere il Manuale prima dell'uso.
01. Non usare il Massaggiatore in luoghi troppo caldi o troppo umidi.

Domande e Risposte
Problema Causa Rimedio
L'adattatore non è stato connesso correttamente. Assicurarsi che l'adattatore sia connesso correttamente.

Comandi
Pulsante di accensione: on/off
Funzione Calore: on/off

Garanzia e Servizio Clienti
Per ogni tipo di domanda, assistenza, supporto tecnico, garanzia, contattateci all'indirizzo che corrisponde alla vostra regione.